

Eventrecorder dagboek

Let op! De eventrecorder is geen continue bewaking. Wanneer u zich niet goed voelt en/of wanneer u het niet vertrouwd, belt u 112.

Voorbeeld

Datum	Tijd	Klachten	Activiteit
16 Nov	10.00-10.30	Hartkloppingen	Auto rijden

Datum	Tijd	Klachten	Activiteit



Eventrecorder dagboek

Recordnummer:

Kabel:

Datum aansluiten:

Starttijd:

Datum afkoppelen:

Eindtijd:

Datum en tijdstip retour:

Aangesloten door:

Patiëntgegevens:

Eventrecorder

U heeft een eventrecorder meegekregen. Op de achterkant van deze informatiefolder treft u een dagboekje aan. In dit dagboek houdt u uw klachten bij die u ervaart tijdens het onderzoek. U geeft aan hoe laat, welke klacht u heeft en wat u aan het doen was. Tijdens dit onderzoek is het de bedoeling dat u uw normale activiteiten blijft uitvoeren.

Bij klachten

Als u klachten ervaart drukt u 1 maal op de 'PRESS' knop, het lampje 'HEART RATE' knippert dan 3 maal. De opname start en is 30 seconden later klaar. Gedurende opname neemt u een rustige houding aan. Vervolgens schrijft u in het dagboekje zo duidelijk mogelijk wat voor klacht u ervaarde, de datum en tijd van de klacht en wat u aan het doen was. Bij klachten kunt u denken aan:

- Duizeligheid
- Hartkloppingen
- Pijn op de borst
- Pijn tussen de schouderbladen of in uw kaken

De accu

In de ochtend en in de avond moet de accu vervangen en opgeladen worden. De accu is na ongeveer 2 uur weer volledig opgeladen.

Leefregels

- U mag met de eventrecorder niet douchen, zwemmen, een sauna bezoeken of in bad gaan
- Blijf zoveel mogelijk uw normale activiteiten uitvoeren (werk, huishouden enz.)
- Gebruik geen lotion of crème op de plaats van de plakkers
- Vervang loszittende plakkers (zorg voor en schone droge huid)


Class Openbaar-PAT-CAR-PAT-028-V1

Douchen en wassen

Indien u wilt douchen, maakt u de kabel los van de plakkers op uw huid (de kabel blijft aan de recorder vastzitten) en legt u deze op een droge plek neer. De recorder blijft aan staan. U vervangt de plakkers na het douchen. De huid dient goed droog te zijn en vrij van lotion/crème. De eventrecorder gaat verder met monitoren zodra de kabel weer aangesloten is (zie afbeelding hieronder).

Inleveren van de recorder

U levert alles weer in op de afgesproken tijd en plaats.



Contact

Heeft u na onze instructie en het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer 085-06 00 855

Onze afdelingen

Cardiologie

Hart- en vaatziekten
Hartfunctieafdeling
Speciale aandacht voor het vrouwenhart

Gynaecologie

Menstruatieklachten en abnormaal bloedverlies
Afwijkingen aan baarmoeder en eierstokken
Gynaecologische (kijk)operaties

Neurochirurgie

Rug- en nekhernia
Rug- en nek kanaalstenose
Spondylodese

Neurologie

Hoofdpijn en migraine
Geheugenklachten
Nek en rughernia
Epilepsie
Bewegingsstoornissen

Orthopedie

Heupprothese
Schouderprothese
Knieprothese

Plastische chirurgie

Borst- en buikcorrectie
Facelift
Liposuctie / lipofiling

Radiologie

Echografie
MRI
Röntgenfoto's
CT-Scan

Transgenderzorg

Borstvergroting of verwijdering
Penis reconstructie

Urologie

Besnijdenis
Erectiestoornissen
Plasklachten



Algemeen:
085 0600 855
info@mkvelsen.nl

Polikliniek:
085 0600 853
polikliniek@mkvelsen.nl

Verpleging:
085 0600 854
verpleging@mkvelsen.nl

Leeghwaterweg 1b | 1951 NA Velsen-Noord | www.mkvelsen.nl

mkvelsen mkvelsen